

Rescue sheet

Lençol de urgência

FR Couverture de secours

DE Rettungsdecke

NL Isolatiedeken

IT Coperta d'emergenza

ES Manta de urgencia

SV Räddningsfilt

BG Термоизолиращо фолио за спешни случаи

HR Termo folija

CS Záchranná pokrývka

DA Redningstæppe

ET Päästetekk

FI Pelastuspeite

EL Σεντόνι διάσωσης

HU Mentőtakaró

LV Folijas sega

LT Gelbėjimo paklodė

PL Koc ratunkowy

RO Folie salvare

SK Záchranná pokrývka

SL Reševalna odeja

REF 471-001



REF 471-003



Bastos Viegas,s.a.

Avenida da Fábrica, 298. 4560-164 Guifões, Penafiel - Portugal

Tel: 255 729 500 - geral@bastosviegas.com • www.bastosviegas.com

IFU551999100. Rev.3 (06-09-2024)

IT COPERTA D'EMERGENZA

DESTINAZIONE D'USO, INDICAZIONI E BENEFICIO CLINICO

Coperta d'emergenza (Argento): Ag SILVER

Per coprire i pazienti per mantenere la normotermia del corpo, prevenendo l'ipotermia.

Coperta d'emergenza (Argento/Oro): Ag SILVER/Au GOLD

Per coprire i pazienti per mantenere la normotermia del corpo, prevenendo l'ipotermia (se usato con il lato dorato in alto) o prevenire l'ipertermia (se usato con il lato argento in alto).

ISTRUZIONI PER L'USO

1- Aprire la confezione, estrarre e dispiegare la coperta d'emergenza. Mettere il lato dorato in alto per proteggere dal freddo o il lato argentato in alto per proteggere dal calore.
2- Se la persona è ferita e/o incosciente, posizionarla correttamente e in una posizione sicura.
3- Avvolgere la coperta d'emergenza intorno alla persona, evitando di coprire il viso.
4- Tenere la persona coperta fino alla valutazione da parte di un operatore sanitario.

INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

- La coperta d'emergenza è destinata all'uso da parte di operatori sanitari o di non professionisti.
- Resistente, impermeabile e antivento.
- Leggero.
- Il materiale riflettente garantisce un'elevata visibilità e può essere utilizzato come dispositivo di segnalazione.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Ispezionare visivamente il dispositivo. Non usare il dispositivo se si rilevano segni di deterioramento o difetti che ne possano compromettere le prestazioni.
- La coperta d'emergenza è destinata all'uso personale e singolo.
- Non coprire il viso con la coperta d'emergenza.
- Non strappare o forare la coperta d'emergenza.
- La coperta d'emergenza è infiammabile - tenere lontano dalle fiamme dirette.
- **Se utilizzato in strutture sanitarie, e in caso di contaminazione:** Smaltire secondo le normative e i regolamenti locali e gli standard di prevenzione delle infezioni per i rifiuti sanitari, per ridurre al minimo il rischio potenziale di contaminazione, infezione o inquinamento.

Altri: Smaltire secondo le normative e i regolamenti locali per i rifiuti urbani.

Non è previsto che si verifichino incidenti gravi con l'uso del dispositivo, se utilizzato in modo corretto, ma secondo il Regolamento (UE) 2017/745 dobbiamo informare che incidenti gravi connessi con l'uso di questo dispositivo, che mettono in pericolo la vita o compromettono la salute, comprese malattie o menomazioni permanenti di una struttura corporea, devono essere comunicati a Bastos Viegas e all'autorità competente del vostro Paese.

SIMBOLI DI ETICHETTATURA
1)DIREZIONE DI APERTURA 2)CARTA (IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE DI IMBALLAGGIO) 3)RAPPRESENTANTE AUTORIZZATO SVIZZERO

EN RESCUE SHEET

INTENDED PURPOSE, INDICATIONS AND CLINICAL BENEFIT

Rescue sheet (Silver): Ag SILVER

To cover patients to maintain the normothermia of the body, preventing hypothermia.

Rescue sheet (Silver/Gold): Ag/AU GOLD

To cover patients to maintain the normothermia of the body, preventing hypothermia (when used with golden side up) or preventing hyperthermia (when used with silver side up).

INSTRUCTIONS FOR USE

1- Open the package, remove and unfold the rescue sheet. Put the golden side up to protect from cold or the silver side up to protect from heat.
2- If the person is injured and/or unconscious, place them properly and in a safe position.
3- Wrap the rescue sheet around the person, avoiding covering the face.
4- Keep the person covered until evaluated by a healthcare professional.

DEVICE INFORMATION

- Rescue sheet is intended to be used by healthcare professionals or lay persons.
- Resistant, waterproof and windproof.
- Lightweight.
- Reflective material allows high visibility, being adequate to be used as a signalling device.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Visually inspect the device. Do not use the device if you detect any sign of deterioration or defect that may compromise the performance.
- Rescue sheet is intended for personal and single use.
- Do not cover the face with the rescue sheet.
- Do not tear or puncture the rescue sheet.
- When used on healthcare facilities, and if contaminated: Dispose according to applicable legislation and/or infection prevention standards for healthcare waste, to minimize potential risk of contamination, infection or pollution.
Otherwise: Dispose according to applicable legislation and/or infection prevention standards for urban waste.

The occurrence of serious incidents is not expected with the use of the device correctly, but according to Regulation (EU) 2017/745 we must inform the users of the risks related with the use of the device, that are life-threatening or compromise health, including illness or permanent impairment of a body structure, must be notified to Bastos Viegas and to the Competent Authority of your Country.

LABELLING SYMBOLS

1)Opening direction 2)Paper (Identification of packaging material)
3)Swiss authorized representative

ES MANTA DE URGENCIA

FINALIDAD PREVISTA, INDICACIONES Y BENEFICIO CLÍNICO

Manta de urgencia (Plateado): Ag SILVER

Cubrir a los pacientes para mantener la normotermia del cuerpo, evitando la hipotermia.

Manta de urgencia (Plateado/Dorado): Ag/AU GOLD

Cubrir a los pacientes para mantener la normotermia del cuerpo, evitando la hipotermia (cuando se usa con la parte dorada hacia arriba) o la hipertermia (cuando se usa con la parte plateada hacia arriba).

INSTRUCCIONES DE USO

1- Abrir el paquete, sacar y desplegar la manta de urgencia. Ponga la parte dorada hacia arriba para proteger del frío, o la plateada hacia arriba para proteger del calor.
2- Si la persona está herida e/o inconsciente, posicionarla correctamente y en una posición segura.
3- Avvolgere la coperta d'emergenza intorno alla persona, evitando di coprire il viso.
4- Tenere la persona coperta fino alla valutazione da parte di un operatore sanitario.

INFORMACIÓN DEL EQUIPO

- La manta de urgencia puede ser usada tanto por profesionales sanitarios como por usuarios no especializados.
- Resistente, impermeable y con protección contra el viento.
- Ligero.
- El material reflectante permite una alta visibilidad y puede usarse como dispositivo de señalización.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Inspeccione visualmente el dispositivo. No utilice el dispositivo si detecta indicios de deterioro o defectos que puedan comprometer su funcionamiento.

- La manta de urgencia está destinada a un uso personal e individual.

- No tape la cara con la manta de urgencia.

- No rasgue ni perfora la manta de urgencia.

- La manta de urgencia es inflamable: manténgala alejada de las llamas abiertas.

- Cuando se utiliza en instalaciones sanitarias y si está contaminado:

- Desche de acuerdo con la legislación, reglamentos o normas de prevención de infecciones locales para los residuos sanitarios, con el fin de minimizar el posible riesgo de contaminación, infecction o polución.

- **Si se utiliza en instalaciones sanitarias y si está contaminado:**

- Desche el material de acuerdo con la legislación o normas locales para los residuos urbanos.

Utilizando el producto de manera correcta no se deberían producir incidentes graves, pero de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 debemos informar de que los incidentes graves relacionados con el uso del producto que pongan en peligro la vida o comprometen la salud, compreniendo enfermedades o el deterioro permanente de una estructura corporal, deben notificarse a Bastos Viegas y a la autoridad competente de su país.

SIMBOLOS DE MARCADO

1)DIRECCIÓN DE APERTURA 2)PAPEL (IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL DE EMBALEJAJE) 3)REPRESENTANTE SUIZO AUTORIZADO

PT LENÇOL DE URGÊNCIA

FINALIDADE PREVISTA, INDICAÇÕES E BENEFÍCIO CLÍNICO

Lençol de urgência (Prata): Ag SILVER

Para cobrir os pacientes para manter a normotermia do corpo, prevenindo a hipotermia.

Lençol de urgência (Prata/Ouro): Ag/AU GOLD

Para cobrir os pacientes para manter a normotermia do corpo, prevenindo a hipotermia (quando usado com o lado dourado para cima) ou prevenindo a hipertermia (quando usado com o lado prateado para cima).

INSTRUCTIONS FOR USE

1- Abrir a embalagem, retirar e desdobrar o lençol de urgência. Colocar o lado dourado virado para cima para proteger do frio, ou o lado prateado virado para cima para proteger do calor.
2- Caso a pessoa esteja ferida e/ou inconsciente, colocá-la de forma apropriada e numa posição segura.
3- Envolver o lençol de urgência na pessoa, evitando cobrir a cara.
4- Mantener a pessoa coberta até ser avaliada por um profissional de saúde.

DEVICE INFORMATION

- Lençol de urgência destina-se a ser usado por profissionais de saúde ou leigos.
- Resistente, à prova d'água e à prova de vento.
- Leve.
- Material reflector permite alta visibilidade, sendo adequado para ser utilizado como dispositivo de sinalização.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Visually inspect the device. Do not use the device if you detect any sign of deterioration or defect that may compromise the performance.
- Rescue sheet is intended for personal and single use.
- Do not cover the face with the rescue sheet.
- Do not tear or puncture the rescue sheet.
- When used on healthcare facilities, and if contaminated: Dispose according to applicable legislation and/or infection prevention standards for healthcare waste, to minimize potential risk of contamination, infection or pollution.
Otherwise: Dispose according to applicable legislation and/or infection prevention standards for urban waste.

The occurrence of serious incidents is not expected with the use of the device correctly, but according to Regulation (EU) 2017/745 we must inform the users of the risks related with the use of the device, that are life-threatening or compromise health, including illness or permanent impairment of a body structure, must be notified to Bastos Viegas and to the Competent Authority of your Country.

LABELLING SYMBOLS

1)Opening direction 2)Paper (Identification of packaging material)
3)Swiss authorized representative

FR COUVERTURE DE SECOURS

DESTINATION, INDICATIONS ET BÉNÉFICE CLINIQUE

Couverture de secours (Argent): Ag SILVER

Couvrir les patients pour maintenir la normothermie du corps et empêcher une hypothermie.

Couverture de secours (Argent/Or): Ag/AU GOLD

Couvrir les patients pour maintenir la normothermie du corps et empêcher une hypothermie (en utilisant le côté doré vers le haut) ou une hyperthermie (en utilisant le côté argenté vers le haut).

NOTICE D'UTILISATION

1- Ouvrir l'emballage, retirer et déplier la couverture de survie. Mettre le côté doré vers le haut pour protéger du froid ou le côté argenté vers le haut pour protéger de la chaleur.
2- Si la personne est blessée et/ou inconsciente, la placer correctement, dans une position sécurisée.
3- Envelopper la personne dans la couverture de survie, en évitant de couvrir le visage.
4- Maintenir la personne couverte jusqu'à ce qu'elle ait été évaluée par un professionnel de la santé.

INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF

- La couverture de survie est destinée à être utilisée par des professionnels de la santé ou des personnes sans formation.
- Résistante, imperméable et coupe-vent.
- Léger.
- Le matériau réfléchissant permet une grande visibilité, ce qui rend la couverture adéquate en tant que dispositif de signalisation.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

- Inspecter visuellement le dispositif. Ne pas utiliser le dispositif si vous détectez un quelconque signe de déterioration ou de défaut susceptible de compromettre ses performances.
- La couverture de survie est destinée à un usage personnel et unique.
- Ne pas couvrir le visage avec la couverture de survie.
- Ne pas déchirer ni percer la couverture de survie.
- La couverture de survie est inflammable - Tenir à l'écart des flammes directes.
- **En cas d'utilisation dans des établissements de soins de santé, et en cas de contamination:** Eliminer conformément aux lois et réglementations locales et/ou aux normes de prévention des infections pour les déchets liés aux soins de santé, afin de minimiser le potentiel risque de contamination, infection ou pollution.
Dans le cas contraire: Eliminer conformément aux lois et réglementations locales pour les déchets urbains.

Embora não seja previsto a ocorrência de qualquer incidente grave com o uso do dispositivo, deve ser utilizada corretamente, de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745 devemos informar que a ocorrência de incidentes graves decorrentes da utilização do artigo, que coloquem em risco a vida ou deterioramento a saúde, incluindo doença ou dano corporal permanente, devem ser comunicados à Bastos Viegas e à Autoridade Competente do seu País.

SYMBOLS DE ROTULAGEM

1)Sens d'ouverture 2)Notice d'information (identification du matériel d'emballage) 3)Représentant autorisé Suisse

BG ТЕРМОИЗОЛЯРШО ФОЛИО ЗА СПЕШНИ СЛ

Rescue sheet

Lençol de urgência

FR Couverture de secours

DE Rettungsdecke

NL Isolatiedeken

IT Coperta d'emergenza

ES Manta de urgencia

SV Räddningsfilt

BG Термоизолиращо фолио за

спешни случаи

HR Termo folija

CS Záchranná pokrývka

DA Redningstæppe

ET Päästetekk

FI Pelastuspeite

EL Σεντόνι διάσωσης

HU Mentőtakaró

LV Folijas sega

LT Gelbėjimo paklodė

PL Koc ratunkowy

RO Folie salvare

SK Záchranná pokrývka

SL Reševalna odeja

REF 471-001



REF 471-003



Bastos Viegas,s.a.

Avenida da Fábrica, 298, 4560-164 Guifufe, Penafiel - Portugal
Tel.: 255 729 500 - geral@bastosviegas.com - www.bastosviegas.com

LV FOLIJAS SEGA

PAREDZĒTAIS NOLŪKS, INDIKĀCIJAS UN KLĪNIKAIS

IEGUVUMS

Folijas sega (Sudraba):



Lai apsegtu pacientus, uzturot normālu kermēja temperatūru un novēršot hipotermiju.

Folijas sega (Sudraba/Zelta):



Lai apsegtu pacientus, uzturot normālu kermēja temperatūru un novēršot hipotermiju (uzķīlāt ar zeltīto pusi uz augšu) vai hipertermiju (uzķīlāt ar sudrabotu pusi uz augšu).

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

- Atveriet iepakojumu, izņemiet un atlociet folijas segu. Klajiet zeltīto pusi uz augšu, lai pasargātu no aukstuma, vairi sudraboju pusi uz augšu, tai pasargātu no karstuma.
- Jā cīnēks ir ievainots un/vai bezsamanā, novērjeti viņu pareizi un drošā stāvokli.
- Apziniet folijas segu cīlēkam apkārt, neizlēcas seju.
- Turiet cīlēku apsegtu, līdz viņu ir izmeklējis veselības aprūpes speciālists.

IERĪCES INFORMĀCIJA

- Folijas segu var izmantot gan veselības aprūpes speciālisti, gan neprofesionāļi.
- Tā ir izturīga un nelaiž cauri tēni, ne vēju.
- Atstarojošais materiāls nodrošina labu redzamību, un tā var izmantot kā signālerīci.

BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Vizuāli pārbaudiet ierīci, nelietojiet ierīci, ja klajāt kādu nolētošās pazīmi vai defektu, kas var ietekmēt ekspluatācijas spējas.
- Nesākiet ierīci, ja folijas sega ir pārēzēta un vienreizējās ietosāta.
- Neizlēcas seju ar folijas segu.
- Nesāpēļiet un nepārduriet folijas segu.
- Folijas sega ir viegli užlejmoša – turiet to tālāk no īssas līselīgās ledarības.
- Ja izmanto veselības aprūpes iestādēs un ja tas ir kontaminēts:
- Utilizējiet saskaņā ar vietējās likumdošanas normām, noteikumiem un/vai infekciju profilakses standartiem veselības aprūpes atkritumiem, lai minimētu potenciālo kontamināciju, infekcijas vai pāsārīnošanas risku.
- Pretejā gadījumā:
- Utilizējiet saskaņā ar vietējās likumdošanas normām un noteikumiem sadzīves atkritumiem.

Ja izstrādājums tiek lietots pareizi, noņemti negadījumi nav sagaidīti, bet saskaņā ar Regulu (ES) 2017/745 mums jāinformē, ka par ierīcēm ar ierīces lietošanu saistītām negadījumiem, kas apdraud dzīvību vai kārti veselību, ieskatot slīpību vai paliekošu struktūru organismās bojājumu, jāpazino Bastos Viegas un jūsu valsts kompetentajai iestādei.

MĀRKĒŠANAS SIMBOLIEM

- Atvēršanas virziens
- Dokuments (iepakojuma materiāla identifikācija)
- Swiss pilnvarotais pārstāvis

DA REDNINGSTÆPPE

ERKLÆRET FORMÅL, INDIKATIONER OG KLINISK FORDEL

Redningstæppe (Sølv):



Til at dække patienter for at opretholde kroppens normotermi med henblik på at undgå hypotermi.

Redningstæppe (Sølv/Guld):



Til at dække patienter for at opretholde kroppens normotermi med henblik på at undgå hypotermi (ved brug med guldiden udad) eller med henblik på at undgå hypotermi (ved brug med sølviden udad).

BRUGSANVISNINGER

- Åbn emballagen, tag redningstæppet ud, og fold det ud. Ved skal guldiden vendje udad for at beskytte mod kulde eller sølviden vendje udad for at beskytte mod varme.
- Hvis den pågældende person er kvæstet og/eller bevidstløs, skal vedkommende placeres i en sikker position.
- Svøb redningstæppet omkring personen, og undgå at dække ansigtet til.
- Hold personen tildækket, indtil vedkommende vurderes af en sundhedsperson.

REF 471-001



REF 471-003



NON STERILE

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

- Inspicer enheden. Brug ikke enheden, hvis du konstaterer tegn på forringelse eller fejl, der kan kompromittere dyrevinen.
- Redningstæppet er bereget til personlig brug og engangsbrug.
- Du må ikke tildække ansigtet med redningstæppet.
- Kul seadet **kan** seastatukase terishoiusatas ja kui see on saastunud.
- Når anvendt i sundhedsfaciliteter, og hvis kontamineret:
- Bortskaif i henhold til lokale love, regler og/eller infektionsforebyggende standarder for sundhedsaffald med henblik på at minimerne den potentielle risiko for kontaminerings, infektion eller forurening.
- Ellers:**
- Bortskaif i henhold til lokale love eller regler for byaffald.

Forekomsten af alvorlige hændelser forventes ikke ved brug af enheden, hvis den anvendes korrekt, men i henhold til forordning (EU) 2017/745 skal informere om, at alvorlige hændelser i forbindelse med et af enhedene som er i struvere eller kompromitterer helbreder, inklusive sygdom eller permanent svejkelse af en kropstruktur, skal indberettes til Bastos Viegas og til den kompetente myndighed i dit land.

MÄRKNINGSSYMBOLER

- Abningsretning
- Papir (Identifikation af emballagemateriale)
- Schweizisk autoriseret representant

LT GELBĖJIMO PAKLODĖ

NUMATYTA PASKIRTIS, INDIKACIJOS IR KLINIKINĖ NAUDA

Gelbėjimo paklodė (Sidabras):



Skirta užkloti pacientus siekiant palaikyti normalią kūno temperaturą ir išvengti hipotermijos.

Gelbėjimo paklodė (Sidabras/Aukzas):



Skirta užkloti pacientus siekiant palaikyti normalią kūno temperaturą ir išvengti hipotermijos (naudojant aukso spalvos puse į viršų) ar hipertermijos (naudojant sidabro spalvos puse į viršų).

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Otvardite paketu, išimkite ir išskleksite pirmosios pagalbos antklodę skirtą naudoti.
- Pirmosios pagalbos antklodę skirtą naudoti specialistams ir nespecialistams.
- Patvari, atspari vandeniu ir vėju.
- Lengva.
- Dėl šviesos atspindinčios medžiagos jis gerai matoma ir tinkama naudoti kaip signalizavimo priemonė.

PRIETAISO INFORMACIJA

- Pirmosios pagalbos antklodę skirtą naudoti specialistams priežiūros specialistams ir nespecialistams.
- Patvari, atspari vandeniu ir vėju.
- Lengva.
- Dėl šviesos atspindinčios medžiagos jis gerai matoma ir tinkama naudoti kaip signalizavimo priemonė.

ISPĒJIMAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Prieš naudojima vizualiai ivertinkite, prietaisa.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu pastebėjote bent menkiusiai pažaidą ar kitus trūkumus, galinčius pakanktai efektyviai prietaiso naudojimui.
- Pirmosios pagalbos antklodę yra vienkartinė ir skirta naudoti tik vienam asmeniui.
- Neišklyskite ir nepradurkite pirmosios pagalbos antklodės.
- Pirmosios pagalbos antklodę yra degi - laikykite atokiai nuo atviro liespnsos.
- Naudojant sveikatos priežiūros įstaigose ir esant užteršimui:
- Utilizuokite prietaisa pagal nacionalinius teisės aktus, galiojančius reglamentus ir (arba) sveikatos priežiūros atlieku tvarkymo infekcijų prevencijos standartus, siekiant sumazinti užsikrētimą, infekcijų ir taršos riziką.
- Kitu atveju:
- Salinti pagal vietinius istatymus ar taiskyles, taikomas miesto atliekoms.

Naudojant prietaisa, rimti incidentai nera tiketini. Tačiau pagal Reglamentą (ES) 2017/745 privalone pranešti, kad aplie rūtus ir gyvybei arba sveikatos pavojų keliavimas incidentus, tarp ju ir ligar arba nuolatinį organizmo struktūrinių defektų, būtinai pranešti „Bastos Viegas“ bei kompetentingai jūsų valstybės institucijai.

MĀRKĒŠANAS SIMBOLIEM

- Atidarymo kryptis
- Popierius (pakuavimo medžiagos identifikavimas)
- Swiss pilnvarotais pārstāvis

EI PÄÄSTETEKK

SIHTOTSTARVE, NÄIDUSTUSED JA KLIINILINE KASU

Päästetekk (Höbe):



Patsientide katmiseks keha normotermia säälitamiseks ja hüpotermia välitmiseks.

Päästetekk (Höbe/Kuld):



Patsientide katmiseks keha normotermia säälitamiseks ja hüpotermia välitmiseks (kui kuldne pool on üleval) või hüpertermia välitmiseks (kui hõbedane pool on üleval).

KASUTUSJUHEND

- Avage pakend, võtke päästetekk välja ja voltige see lahti. Jätke kuldne pool üles, et kaitsta kulma eest, või hõbedane pool üles, et kaitsta kuuma eest.
- Kui inimene on vigastatud ja/või teadvuseta, asetage ta õigesugune ohutusse asendisse.
- Mässige päästetekk inimese ümber, kuid ärge katke tema nägu.
- Hoidke isik kaetuna, kuni tervishoiutöötaja on tähele vaadanud.

TEAVE SEADME KOHTA

- Päästetekk on ette nähtud kasutamiseks tervishoiutöötajate poolt.
- Vastupidav, veet ja tuulepindat.
- Kerge.
- Heikmateral tagab hea nähtavuse ja see sobib ka signaaliseerimiseks.

HOIATUSED JA ETTEVAATUSABINÖÖUD

- Kontrollige seadet visualiselt. Ärge kasutage toodet, kui avastate mis tahes märke kahjustustest või defektidest, mis võivad mõjutada toote loomivust.
- Päästetekk on mõeldud isiklikeks ja ühiskondlikeks kasutamiseks.
- Ärge katke päästetekiga ega torgake sellesse auke.
- Ärge reibuge päästetekiga ega torgake sellesse auke.
- Du ma ei tulla tildakkere ansigtet med redningstæppet.
- Du ma ikke rive eller stikké hul i redningstæppet.
- Redningstæppet er brændbart - hold det væk fra åben ild.
- Når anvendt i sundhedsfaciliteter, og hvis kontamineret:
- Bortskaif i henhold til lokale love, regler og/eller infektionsforebyggende standarder for sundhedsaffald med henblik på at minimerne den potentielle risiko for kontaminerings, infektion eller forurening.
- Ellers:**
- Bortskaif i henhold til lokale love eller regler for byaffald.

ADVARSLER OG FORHOLDSREGLER

- Inspicer enheden. Brug ikke enheden, hvis du konstaterer tegn på forringelse eller fejl, der kan kompromittere dyrevinen.
- Redningstæppet er bereget til personlig brug og engangsbrug.
- Du må ikke tildække ansigtet med redningstæppet.
- Kul seadet **kan** seastatukase terishoiusatas ja kui see on saastunud.
- Når anvendt i sundhedsfaciliteter, og hvis kontamineret:
- Bortskaif i henhold til lokale love, regler og/eller infektionsforebyggende standarder for sundhedsaffald med henblik på at minimerne den potentielle risiko for kontaminerings, infektion eller forurening.
- Ellers:**
- Bortskaif i henhold til lokale love eller regler for byaffald.

POLYESTERI

- Kontrollige seadet visualiselt. Ärge kasutage toodet, kui avastate mis tahes märke kahjustustest või defektidest, mis võivad mõjutada toote loomivust.
- Kestav, vedenpitav ja tuulepindat.
- Kevyt.
- Heijastava materiaali näkyvyys on vähenenud.
- Kun laiteta käytävän terveydenhuollon tiloissa ja otetaan se tonttuun.
- Kuuljul:
- Korvial