

Skin staple remover

ZILLION[®]
BLACK


Removedor de agrafos **REF 4891-521**

FR Ôte-agrafes cutanées
DE Hautklammerentferner
NL Huidnietjesverwijderaar
IT Rimuovi graffe
ES Quitagrapas
SV Agraffborttagare
BG Инструмент за отстраняване на хирургически скоби
HR Skidač kožnih spajalica
CS Odstraňovač kožních svorek



ZILLION[®] 1) **UKRP** 3) **LDPE** 4)

Bastos Viegas, s.a. IFU551999117, Rev.0 (28-11-2024)
Avenida da Fábrica, 298. 4560-164 Guilhufe, Penafiel - Portugal
Tel.: 255 729 500 - geral@bastosviegas.com - www.bastosviegas.com



EN Fig1-Exact position of the staple before removal
PT Fig1-Posição exacta do agrafó antes da remoção
FR Fig1-Position exacte de l'agrafe avant ablation
DE Abb.1:Genaue Position der Klammer vor dem Entfernen
NL Afb.1-Exacte stand van het nietje vóór verwijdering
IT Fig1-Posizione esatta della pinza prima della rimozione
ES Fig1-Posición exacta de la grapa antes de quitarla
SV Fig1Agraffens exakta läge före borttagning
BG Фиг. 1 – Точно положение на скобата преди премахане
HR Slika 1 - Točan položaj spajalice prije njezinog uklanjanja
CS Obr. 1 - Přesná poloha svorky před jejím odstraněním



<https://www.bastosviegas.com/downloads/ifu/IFU551999117.pdf>

EN SKIN STAPLE REMOVER

INTENDED PURPOSE AND INDICATIONS

Skin staple remover is intended for removal of surgical skin staples.

INSTRUCTIONS FOR USE

- 1-Inspect the staples and make sure they are perpendicular to skin before removal.
- 2-Place the lower jaw of staple remover between staple and skin (figure 1).
- 3-Squeeze and lift the staple remover perpendicularly to the skin.
- 4-The staple will be bent open by squeezing (figure 2).
- 5-Lift the open staple straight up from the tissue and discard according to local requirements.

WARNINGS AND PRECAUTIONS

- Intended to be used exclusively by healthcare professionals.
- Visually inspect the sterile barrier system prior to use. Do not use the device if you detect any breach in packaging integrity.
- Visually inspect the device. Do not use the device if you detect any sign of deterioration or defect that may compromise the performance.
- Do not re-use. Intended to be used one single time to prevent risks from contamination, including possible infections, and/or functional damage.
- Dispose according to applicable legislation and/or infection prevention standards for healthcare waste, to minimize potential risk of contamination, infection or pollution.

The occurrence of serious incidents is not expected with the use of the device if used correctly, but according to Regulation (EU) 2017/745 we must inform that serious incidents related with the use of the device, that are life-threatening or compromise health, including illness or permanent impairment of a body structure, must be notified to Bastos Viegas and to the Competent Authority of your Country.

LABELLING SYMBOLS

1)Trademark 2)Opening direction 3)United Kingdom authorized representative

4)Polyethylene (identification of packaging material)

PT REMOVEDOR DE AGRAFOS

FINALIDADE PREVISTA E INDICAÇÕES

O removedor de agrafos destina-se a remover agrafos cirúrgicos da pele.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- 1-Antes de iniciar o procedimento de remoção de agrafos, verifique que os agrafos se encontram perpendiculares à pele.
- 2-Posicione a garra inferior do removedor de agrafos entre o agrafe e a pele (figura 1).
- 3-Fech e levante o removedor de agrafos (figura 2).
- 4-O agrafó irá ser dobrado até ficar na posição aberta (figura 2).
- 5-O agrafó aberto é retirado da pele e deve ser descartado de acordo com os requisitos locais.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

- Destina-se a ser utilizado exclusivamente por profissionais de saúde.
- Inspeccione visualmente a barreira estéril antes da utilização. Não utilize o dispositivo se detetar qualquer falha na integridade da embalagem.
- Inspeccione visualmente o dispositivo. Não utilize se detetar qualquer sinal de deterioração ou defeitos que possam comprometer o desempenho.
- Não reutilizar. Destina-se a uma única utilização de modo a evitar os riscos decorrentes da sua contaminação, incluindo possíveis infeções, e/ou de danos funcionais.
- Descartar de acordo com a legislação e/ou normas de prevenção de infeções aplicáveis para resíduos hospitalares, para minimizar possíveis riscos de contaminação, infeções ou poluição.

Embora não seja previsível a ocorrência de qualquer incidente grave na utilização do dispositivo se utilizado corretamente, de acordo com o Regulamento (UE) 2017/745 devemos informar que a ocorrência de incidentes graves decorrentes da utilização do artigo, que coloquem em risco a vida ou deteriorem a saúde, incluindo doença ou dano corporal permanente, devem ser comunicados à Bastos Viegas e à Autoridade Competente do seu País.

SÍMBOLOS DE ROTULAGEM

1)Marca registada 2)Direção de abertura3)Representante autorizado do Reino Unido

4)Polietileno (identificação do material de embalagem)

FR ÔTE-AGRAFES CUTANÉES

DESTINATION ET INDICATIONS

L'ôte-agrafes cutanées est prévu pour l'ablation des agrafes chirurgicales.

NOTICE D'UTILISATION

- 1-Inspecter les agrafes et s'assurer qu'elles sont perpendiculaires à la peau avant de les enlever.
- 2-Placer la mâchoire inférieure de l'ôte-agrafes cutanées entre l'agrafe et la peau (figure 1).
- 3-Presser et soulever l'ôte-agrafes cutanées perpendiculairement à la peau.
- 4-L'agrafe se dépile ouverte par pressage (figure 2).
- 5-Soulever l'agrafe ouverte droite vers le haut du tissu et la jeter conformément aux règlements locaux.

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

- Utilisation exclusivement réservée aux professionnels de la santé.
- Inspecter visuellement le système de barrière stérile avant toute utilisation. Ne pas utiliser le dispositif si vous détectez un défaut sur l'emballage.
- Inspecter visuellement le dispositif. Ne pas utiliser le dispositif si vous détectez un quelconque signe de détérioration ou de défaut susceptible de compromettre ses performances.
- Ne pas réutiliser. Prévu pour une utilisation unique afin d'éviter les risques de contamination, y compris les infections possibles, et/ou les dommages fonctionnels.
- Éliminer conformément aux lois en vigueur et/ou aux normes de prévention des infections pour les déchets liés aux soins de santé, afin de minimiser le potentiel risque de contamination, d'infection ou de pollution.

La survenue d'incidents graves n'est pas attendue avec l'utilisation du dispositif s'il est utilisé correctement, mais conformément au règlement (UE) 2017/745, nous devons informer que les incidents graves liés à l'utilisation du dispositif, qui mettent la vie en danger ou compromettent la santé, y compris la maladie ou l'altération permanente d'une structure corporelle, doivent être notifiés à Bastos Viegas et à l'autorité compétente de votre pays.

SYMBOLES D'ÉTIQUETAGE

1)Marque déposée 2)Sens d'ouverture 3)Représentant agréé au Royaume-Uni

4)Polyéthylène (identification du matériau d'emballage)

DE HAUTKLAMMERENTFERNER

ZWECKBESTIMMUNG UND INDIKATIONEN

Der Hautklammerentferner ist zur Entfernung von chirurgischen Hautklammern vorgesehen.

GEBRAUCHSANWEISUNG

- 1-Prüfen Sie die Klammern und vergewissern Sie sich vor dem Entfernen, dass sie sich senkrecht zur Haut befinden.
- 2-Platzieren Sie die untere Backe des Klammerentfeners zwischen die Klammer und die Haut (Abbildung 1).
- 3- Drücken Sie den Klammerentferner zusammen und heben Sie ihn senkrecht zur Haut an.
- 4-Biegen Sie die Hautklammer durch usammendrücken auf (Abbildung 2).
- 5-Ziehen Sie die offene Klammer senkrecht nach oben aus dem Gewebe und entsorgen Sie sie gemäß den lokalen Anforderungen.

WARNUNGEN UND VORSICHTSHINWEISE

- Ausschließlich für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt.
- Überprüfen Sie vor der Verwendung visuell das

Sterilbarrieresystem. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie eine Verletzung der Verpackungsintegrität feststellen.

- Überprüfen Sie das Gerät visuell. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Sie Anzeichen einer Verschlechterung oder eines Defekts feststellen, der die Leistung beeinträchtigen könnte.

- Nicht wiederverwenden. Nur zur einmaligen Verwendung bestimmt, um Risiken durch Kontamination, einschließlich möglicher Infektionen, und/oder Funktionsschäden zu vermeiden.
- Entsorgen Sie medizinische Abfälle gemäß den geltenden Rechtsvorschriften und/oder Standards zur Infektionsprävention, um das potenzielle Risiko einer Kontamination, Infektion oder Verschmutzung zu minimieren.

Gemäß der Verordnung (EU) 2017/745 müssen wir jedoch darauf hinweisen, dass schwerwiegende Zwischenfälle im Zusammenhang mit der Verwendung des Geräts, die lebensbedrohlich sind oder die Gesundheit gefährden, einschließlich Krankheiten oder dauerhafter Beeinträchtigungen einer Körperstruktur, Bastos Viegas und der zuständigen Behörde Ihres Landes gemeldet werden müssen.

KENNZEICHNUNGSSYMBOLS

1)Markenzeichen 2)Hier öffnen 3)Bevollmächtigter Vertreter des Vereinigten Königreichs

4)Polyethylen (Kennzeichnung des Verpackungsmaterials)

NL HUIDNIETJESVERWIJDERAAR

BEOOGD DOELEINDE EN INDICATIES

Huidnietjesverwijderaar is bedoeld voor het verwijderen van chirurgische huidnietjes.

GEBRUIKSAANWIJZING

- 1-Inspecteer de nietjes en zorg dat ze loodrecht op de huid staan voordat u ze verwijdert.
- 2-Plaats de onderste bek van de nietjesverwijderaar tussen het nietje en de huid (afbeelding 1).
- 3-Houd de nietjesverwijderaar loodrecht t.o.v. de huid, knijp de nietjesverwijderaar in en til hem omhoog.
- 4-Het nietje wordt door het knijpen opengebogen (afbeelding 2).
- 5-Til het geopende nietje recht omhoog uit het weefsel en voer het af overeenkomstig de lokale voorschriften.

WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN

- Uitsluitend bedoeld voor gebruik door professionals in de gezondheidszorg.
- Inspecteer het steriele barrièresysteem visueel vóór gebruik. Gebruik het apparaat niet als u een inbreuk op de integriteit van de verpakking ontdekt.
- Inspecteer het apparaat visueel. Gebruik het apparaat niet als u tekenen van verslechtering of defecten opmerkt die de prestaties in gevaar kunnen brengen.
- Niet opnieuw gebruiken. Bedoeld voor eenmalig gebruik om risico's van besmetting, waaronder mogelijke infecties en/of functionele schade te voorkomen.
- Voer het afval af volgens de toepasselijke wetgeving en/of infectiepreventienormen voor afval uit de gezondheidszorg, om het potentiële risico op besmetting, infectie of vervuiling tot een minimum te beperken.

Het optreden van ernstige incidenten wordt niet verwacht bij het gebruik van het apparaat bij correct gebruik. Echter, volgens Verordening (EU) 2017/745 moeten wij u informeren dat ernstige incidenten met betrekking tot het gebruik van het apparaat, die levensbedreigend zijn of de gezondheid in gevaar brengen, waaronder ziekte of permanente aantasting van een lichaamsstructuur, moeten worden gemeld aan Bastos Viegas en aan de bevoegde autoriteit van uw land.

KENNZEICHNUNGSSYMBOLS

1)Handelsmerk 2)Openingsrichting 3)Gemachtigde vertegenwoordiger voor het Verenigd Koninkrijk 4)Polyethyleen (identificatie van verpakkingsmateriaal)

IT RIMUOVI GRAFFE

DESTINAZIONE D'USO E INDICAZIONI

Il rimuovi graffe è destinato alla rimozione di graffe chirurgiche.

ISTRUZIONI PER L'USO

- 1-Controllare le graffe e assicurarsi che siano perpendicolari rispetto alla pelle prima di procedere con la rimozione.
- 2-Posizionare la parte inferiore del rimuovi graffe tra la graffa e la pelle (Figura 1).
- 3-Stringere e sollevare il rimuovi graffe perpendicolarmente rispetto alla pelle.
- 4-La graffa si aprirà facendo pressione sulla pinza (Figura 2).
- 5-Sollevere la graffa aperta dal tessuto ed eliminarla conformemente ai requisiti locali.

AVVERTENZE E PRECAUZIONI

- Deve essere usato solo da operatori sanitari.
- Ispezionare visivamente il sistema di barriera sterile prima dell'uso. Non usare il dispositivo se si rileva una qualsiasi violazione dell'integrità della confezione.
- Ispezionare visivamente il dispositivo. Non usare il dispositivo se si rilevano segni di deterioramento o difetti che ne possano compromettere le prestazioni.
- Non riutilizzare. Da utilizzarsi una sola volta per evitare rischi di contaminazione, incluse possibili infezioni, e/o danno funzionale.
- Smalire secondo la normativa in vigore e/o gli standard di prevenzione delle infezioni per i rifiuti sanitari, per ridurre al minimo il rischio di contaminazione, infezione o inquinamento.

Non è previsto che si verifichino incidenti gravi con l'uso del dispositivo, se utilizzato in modo corretto, ma secondo il Regolamento (EU) 2017/745 dobbiamo informare che incidenti gravi connessi con l'uso di questo dispositivo, che mettano in pericolo la vita o compromettano la salute, comprese malattie o menomazioni permanenti di una struttura corporea, devono essere comunicati a Basto Viegas e all'autorità competente del vostro Paese.

SIMBOLI DI ETICHETTATURA

1)Marchio di fabbrica 2)Direzione di apertura 3)Rappresentante autorizzato del Regno Unito

4)Polietilene (identificazione del materiale di imballaggio)

ES QUITAGRAPAS

FINALIDAD PREVISTA E INDICACIONES

El quitagrapas está destinado a retirar grapas quirúrgicas de la piel.

INSTRUCCIONES DE USO

- 1- Inspeccionar las grapas y asegurarse de que estén perpendiculares a la piel antes de retirarlas;
- 2- Colocar la cara inferior del quitagrapas entre la grapa y la piel (figura 1);
- 3- Apretar y levantar el quitagrapas perpendicularmente a la piel;
- 4- La grapa se doblará y se abrirá al apretar (figura 2);
- 5- Levantar la grapa abierta directamente del tejido y desecharla de acuerdo con los requisitos locales.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

- Destinado a ser utilizado exclusivamente por profesionales sanitarios.
- Inspeccione visualmente el sistema de barrera estéril antes de utilizarlas. No utilice el dispositivo si detecta alguna irregularidad en el envoltorio.
- Inspeccione visualmente el dispositivo. No utilice el equipo si detecta indicios de deterioro o defectos que puedan comprometer su funcionamiento.
- No reutilizar. Concebido para utilizarse una única vez para evitar riesgos de contaminación, como posibles infecciones o daños en su funcionamiento.
- Deseche de acuerdo con la legislación aplicable y/o las normas de prevención de infecciones para los residuos sanitarios, con el fin de minimizar el posible riesgo de contaminación, infección o polución.

Utilizando el producto de manera correcta no se deberían producir incidentes graves, pero de acuerdo con el Reglamento (UE) 2017/745 debemos informar de que los incidentes graves relacionados con el uso del producto que pongan en peligro la vida o comprometan la salud, incluyendo enfermedades o el deterioro permanente de una estructura corporal, deben notificarse a Bastos Viegas y a la autoridad competente de su país.

SÍMBOLOS DE MARCADO

1)Marca 2)Dirección de apertura 3)Representante autorizado en el Reino Unido 4)Polietileno (identificación del material de embalaje)

SV AGRAFFBORTTAGARE

AVSETT ÄNDAMÅL OCH INDIKATIONER

Agraffborttagaren är avsedd för att avlägsna agraffer.

BRUKSANVISNING

- 1-Kontrollera agrafferna och säkerställ att de är vinkelräta mot huden innan de avlägsnas.
- 2-Lägg agraffborttagarens bottenplatta mellan agraffen och huden (se figur 1).
- 3-Kläm åt och lyft agraffborttagaren vinkelrätt mot huden.
- 4-Agraffen kommer att böjas upp genom att du trycker den (se figur 2).
- 5-Lyft den öppna agraffen rakt upp från vävnaden och kassa i enlighet med lokala krav.

VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

- Endast avsedd att användas av sjukvårdspersonal.
- Inspektera den sterila systembarriären visuellt före användning. Använd inte enheten om du upptäcker att förpackningens integritet brutits.
- Inspektera enheten visuellt. Använd inte enheten om du upptäcker tecken på försämring eller defekt som kan äventyra prestandan.
- Återanvänd inte. Avsedd att användas en gång för att förhindra risken för kontaminering, inklusive möjliga infektioner och/eller funktionsåskador.
- Avfallshantera i enlighet med gällande lagstiftning och/eller standard för sjukvårdsavfall för att förhindra infektioner, för att minimera risk för kontaminering, infektion eller förorening.

Förekomsten av allvariga incidenter förväntas inte vid användning av enheten om den används på rätt sätt, men enligt förordning (EU) 2017/745 måste vi informera om att allvariga incidenter relaterade till användningen av enheten, som är livshotande eller äventyral hälsan, inklusive sjukdom eller permanent försämring av en kroppstruktur, måste anmälas till Bastos Viegas och till den behöriga myndigheten i ditt land.

MÄRKNINGSSYMBOLER

1)Varumärke 2)Öppningsriktning 3)Storbritannien auktoriserad representant

4)Polyeten (identifiering av förpackningsmaterial)

BG ИНСТРУМЕНТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ХИРУРГИЧЕСКИ СКОБИ

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И ПОКАЗАНИЯ

Инструментът за отстраняване на хирургически скоби е предназначен за отстраняване на хирургически скоби за кожа.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

- 1-Проверете скобите и се уверете, че са перпендикулярни на кожата, преди отстраняването.
- 2-Поставете долната челюст на инструмента за отстраняване на скоби между скобата и кожата (фигура 1).
- 3-Стиснете и повдигнете инструмента за отстраняване на скоби перпендикулярно на кожата.
- 4-Скобата ще се огъне и отвори при притискането (фигура 2).
- 5-Вдигнете отворената скоба нагоре от тъканта и я изхвърлете съобразно местните изисквания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

- Предназначено за употреба само от медицински специалисти.
- Проверете визуално стерилната бариерна система преди употреба. Не използвайте изделието, ако откриете нарушение на целостта на опаковката.
- Проверете визуално изделието. Не използвайте изделието, ако забележите някакви признаци на

влошаване или дефект, който може да компрометира ефективността му.

- Да не се използва повторно. Предназначено за еднократна употреба с цел да се предотвратят рискове от заразяване, включително възможни инфекции и/или повреда на функцията му.
- Изхвърлете в съответствие с приложимото законодателство и/или стандартите за предотвратяване на инфекции от отпадъци от здравеопазването, за да сведете до минимум потенциалния риск от заразяване, инфекция или замърсяване.

Не се очаква появата на сериозни инциденти при употребата на изделието, ако се използва по предназначение, но съгласно Регламент (ЕС) 2017/745 е необходимо да Ви информираме, че сериозни инциденти, свързани с употребата на изделието, които са животозастрашаващи или компрометират здравето, включително заболяване или постоянно увреждане на телесната структура, трябва да бъдат съобщавани на Bastos Viegas и на компетентния орган в държавата Ви.

СИМВОЛИ ВЪРХУ ЕТИКЕТТЕ

1)Ърговска марка 2)Посока на отваряне 3)Упълномощен представител за Обединеното кралство 4)Полиетилен (идентификация на опаковъчния материал)

HR SKIDAČ KOŽNIH SPAJALICA

NAMJENA I INDIKACIJE

Skidač kožnih spajalica namijenjen je za uklanjanje kirurških spajalica za kožu.

UPUTE ZA UPORABU

- 1-Pregledajte spajalice i prije njihovog uklanjanja provjerite jesu li postavljene okomito u odnosu na kožu.
- 2-Postavite donju čeljust skidaca kožnih spajalica između spajalice i kože (slika 1).
- 3-Stisnite i podignite skidač kožnih spajalica u smjeru okomito na kožu.
- 4-Stiskanjem će se spajalica savinuti odn. otvoriti (slika 2).
- 5-Podignite otvorenu spajalicu ravno prema gore sa tkiva i zbrinite je u skladu s lokalnim zahtjevima.

UPOZORENJA I MJERE OPREZA

- Smiju koristiti isključivo zdravstveni djelatnici.
- Prije uporabe vizualno pregledajte sustav sterilne barijere. Nemojte koristiti uređaj ako uočite bilo kakvu povredu cjelovitosti pakiranja.
- Vizualno pregledajte uređaj. Nemojte koristiti uređaj ako primijetite bilo kakav znak pogoršanja ili nedostatak koji bi mogao ugroziti učinkovitost.
- Nemojte ponovno upotrebljavati. Namijenjeno za jednokratnu uporabu kako bi se spriječili rizici od kontaminacije, uključujući moguće infekcije i/ili funkcionalna oštećenja.
- Odlžite kao medicinski otpad u skladu s važećim zakonima i/ili standardima za sprječavanje infekcija kako biste minimizirali potencijalni rizik od kontaminacije, infekcije ili oštećenja.

U slučaju pravilne uporabe uređaja ne očekuje se pojava ozbiljnih incidenata, ali prema Uredbi (EU) 2017/745 moramo obavijestiti da se ozbiljni incidenti povezan s uporabom uređaja, koji su opasni po život ili ugrožavaju zdravlje, uključujući bolest ili trajno oštećenje strukture tijela, moraju prijaviti tvrtki Bastos Viegas i nadležnom tijelu vaše zemlje.

SIMBOLI OZNAČAVANJA

1)Zaštitni znak 2)Upute za otvaranje 3)Ovlašteni predstavnik Ujedinjenog Kraljevstva

4)Polietilen (identifikacija materijala za pakiranje)

CS ODŠTRAŇOVAČ KOŽNÍCH SVOREK

URČENÝM ÚČELEM A INDIKACE

Odstraňovač kožních svorek jeurčenproodstraňování chirurgických svorek.

NÁVOD K POUŽITÍ

- 1-Prohlédněte si svorky a před jejich odstraněním se ujistěte, že jsou v pravém úhlu ke kůži.
- 2-Umístěte dolní čelist odstraňovače svorek mezi svorku a kůži (obrázek 1).
- 3-Zmáčkněte a zdvihněte odstraňovač svorek v pravém úhlu ke kůži.
- 4-Svorka se stisknutím ohne a rozeyře (obrázek 2).
- 5-Vytáhněte otevřenou svorku z tkáně směrem nahoru a zlikvidujte podle místních požadavků.

VÝSTRAHY A PŘEDBĚŽNÁ OPATŘENÍ

- Určeno výhradně k použití zdravotníky.
- Před použitím vizuálně zkontrolujte systém sterilní bariéry. Prostředek nepoužívejte, pokud zjistíte narušení integrity obalu.
- Prostředek nejprve prohlédněte. Prostředek nepoužívejte, pokud zjistíte jakékoli známky poškození nebo závady, které by mohly omezit jeho funkčnost.
- Nepoužívejte je opakovaně. Určeno k jednorázovému použití, aby se zamezilo rizikům kontaminace, včetně případných infekcí a/nebo funkčního poškození.
- Zlikvidujte jej v souladu s platnými právními předpisy a/ nebo normami pro zamezení infekcí pro zdravotnícky odpad, abyste minimalizovali potenciální riziko kontaminace, infekce nebo znečištění.

Při správném používání zařazení se neočekává výskyt závažných nežádoucích příhod, ale podle nařízení (EU) 2017/745 musíme uvést, že závažné nežádoucí příhody související s používáním prostředku, které ohrožují život nebo zdraví, včetně onemocnění nebo trvalého tělesného poškození, musí být oznámeny společnosti Bastos Viegas a příslušnému orgánu vaší země.

SYMBOLY OZNAČOVÁNÍ

1)Ochranná známka 2)Směr pro otevření 3)Autorizovaný zástupce pro Spojené království

4)Polyetylén (označení obalového materiálu)